

TAPONES NASALES (M.DOC®)

- Los tapones nasales M.DOC, son una esponja de polivinilo acetal con la fórmula patentada por Tricol de celulosa oxidada microdispersada (m.doc®). El tapón nasal se expande y se ablanda para adaptarse a la cavidad nasal, mientras que absorbe la sangre para controlar la hemorragia nasal anterior que sangra rápidamente. Los tapones nasales ofrecen a los pacientes una solución fácil de usar, rápida, cómoda y confiable para detener el sangrado nasal sin efectos secundarios.
- M.DOC ofrece un mecanismo de acción único para ayudar a los pacientes y detener el sangrado. La celulosa oxidada (OC) de HemCon se deriva de linters de algodón no modificado genéticamente (derivado botánicamente). OC se ha utilizado globalmente como hemostático durante más de 50 años. Sin embargo, debido a la naturaleza fibrosa del material, está limitado en su consistencia, efectividad, idoneidad para el procesamiento y potencial para otras aplicaciones.
- Los científicos de HemCon hicieron un gran avance al desarrollar una formulación y proceso patentados para manipular y refinar aún más la celulosa oxidada en diversos estados salinos, creando un formato de polvo micronizado mucho más puro, con un tamaño de partícula uniforme del orden de micras (0.001 a 0.050 mm). Esta versión micronizada de celulosa oxidada se logra a través de un proceso patentado de oxidación, refinación y refinación adicionales. El producto final se conoce químicamente como ácido PolyAnhydroGlucuronic, (PAGA).
- Ventajas de la tecnología PAGA: Hipoalergénico. Biocompatible. No irritante. No tóxico
- Tamaño disponible: 4.5 x 1,3cm

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

APLICACIÓN IDEAL: Hemorragias nasales anteriores

HEMOSTASIA RÁPIDA: Controle la nariz anterior sangrando rápido
Proporciona presión sin molestias.

FIABLE: No se adhiere a la mucosa nasal
Sin olor ni dolor
No se requiere embalaje adicional
El enchufe puede cortarse fácilmente a medida para satisfacer las necesidades del paciente

FÁCIL DE USAR: No se necesita capacitación para la aplicación o eliminación
Se puede eliminar a los pocos minutos de lograr la hemostasia

SEGURO: Fácil de quitar
Sin contraindicaciones conocidas

PRECAUCIÓN: se recomienda usar solo un tapón nasal por lado a la vez. No deje el enchufe en la nariz por más de una hora. En caso de hemorragia prolongada, consulte a un médico. No recomendado para niños menores de 5 años. Los tapones se pueden recortar fácilmente a medida con unas tijeras antes de su uso.

