

Dispositivos de punción

INTRAÓSEA NIO

- NIO es un nuevo dispositivo intraóseo automático, para un acceso vascular seguro, rápido y fácil. No hay taladros, ni baterías, ni piezas adicionales.
- Seguro y estable en el hueso, con una inserción limpia y cero incidentes de fractura ósea.
- Ideal para situaciones con múltiples víctimas. Al ser desechable, evita la contaminación cruzada.
- Logra acceso vascular con 1 sola aguja: el dispositivo NIO requiere una compresión hacia abajo para estabilizar el dispositivo en un ángulo de 90° en el lugar de inserción (humeral/tibial)
- Nuevo estabilizador de aguja: NIO incorpora un estabilizador de aguja integrado que se despliega automáticamente junto con la aguja.
- Tolera fácilmente los errores comunes de los usuarios. NIO tiene unos índices de éxito altísimos: los estudios iniciales demostraron una tasa global de éxito con un promedio de 91,3% para la tibia proximal y 93,1% para la cabeza humeral.

El Instituto de Nueva York de Medicina Osteopática realizó un estudio adicional que estableció una tasa de éxito de la tibia proximal de más de 98%.

W-NIO-A. Pistola intraósea NIO adulto

W-NIO-P. Pistola intraósea NIO pediátrica



NIO ADULTO



NIO PEDIÁTRICA

Dispositivos de punción

INTRAÓSEA NIO

- Su innovador diseño de aguja escalonada permite una penetración gradual en la cavidad de la médula ósea.
- El NIO Infant es un dispositivo estéril de un solo uso, que elimina el riesgo de contaminación cruzada.
- No requiere baterías ni una fuente de alimentación externa.
- NIO Infant, es un gran paso adelante en las capacidades para tratar emergencias en pacientes menores de tres años.
- NIO Infant hará que sea más fácil que nunca obtener acceso vascular.
- Para pacientes infantiles entre 2,3kg hasta los 3 años con aguja escalonada desde 14 a 18G.
- Su innovador diseño de aguja escalonada permite una penetración gradual en la cavidad de la médula ósea.
- La retroalimentación sensorial, en forma de resistencia, indica al usuario que la aguja está insertada correctamente en la cavidad de la médula ósea, evitando así la sobre penetración.

W-NIO-I. Pistola intraósea NIO infant



NIO INFANT

