



PULSIOXIMETRÍA

PULSIOXIMETRÍA

91. Pulsioximetría NONIN MEDICAL

99. Sensores NONIN MEDICAL

106. Pulsicooxímetros

109. Pulsioxímetros dedo

PULSIOXIMETRÍA



Pulsioxímetro de dedo NONIN

ONYX VANTAGE

- Prendido/ apagado automático patentado cuando el dedo es introducido/retirado.
- Simple, el pulsioxímetro más fácil de usar del mercado.
- Ofrece una fiabilidad sin igual y una exactitud que está confirmada por el hospital, el Sistema Sanitario Europeo y clínicas de todo el mundo.
- Se coloca fácilmente en pacientes pediátricos e incluso en pacientes adultos grandes/obesos (tamaños desde 8mm hasta 25mm de grosor de dígito adecuados para dedos de la mano o dedos del pie).
- Destaca un indicador de calidad de pulso único que ofrece una evaluación rápida y simple "Verde OK" de calidad de señal.
- Lo anterior sustituye y elimina la necesidad de una pantalla con onda plestimográfica.
- Dispositivo compacto para llevar en cualquier momento que pesa sólo 60g.
- No muestra lecturas hasta que la calidad de señal del indicador se pone verde.
- La pantalla LED puede ser leída en cualquier entorno, con cualquier tipo de luz.
- Totalmente fiable, incluso después del vencimiento de la garantía.
- Auto-diagnóstico.
- Ningún mantenimiento ordinario o nueva calibración requerida.
- Batería: dos pilas alcalinas tamaño AAA (incluidas).
- El nuevo sistema de soporte de las pilas permite el cambio de las baterías sin herramientas en 15 segundos.
- Vida operativa de las baterías: 36 horas en uso continuo.
- Ideal para pacientes pigmentados, dispositivo a prueba de caídas y agua.

N-9590. Pulsioxímetro de dedo ONYX VANTAGE



Pulsioxímetro de dedo NONIN connect

ELITE BLUETOOTH

- Los pulsioxímetros de alto rendimiento de Nonin Medical, proporcionan la solución para sus necesidades de monitoreo de SpO2 y pulso en comprobaciones al azar. Con la tecnología inalámbrica Bluetooth® Inteligente (Modelo 3230) o una conexión USB (Modelo 3231), la precisión clínicamente probada de Nonin ofrece la tranquilidad de saber que está recibiendo lecturas precisas.
- Sólo Nonin tiene la opción capturar/enviar SmartPoint™ y la tecnología Correct Check™ para proporcionar información avanzada para poder actuar. El modelo de Nonin 3230 es el primer oxímetro de pulso de dedo con la tecnología inalámbrica Bluetooth® Inteligente, que proporciona un emparejamiento simplificado para el intercambio de información vital sobre una conexión inalámbrica segura. Compatible con sistema operativo IOS (Apple)

N-3240. Pulsioxímetro de dedo NONIN Smart con Bluetooth



Pulsioxímetro muñeca NONIN

WRISTOX 2

- Fácil de usar, cómodo, ligero y compacto.
- Fácil pantalla LCD que ofrece una lectura clara para el usuario.
- Diseño durable y fabricación que incluye nuevo conector de sensor.
- La descarga de datos de memoria a través de USB o a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® hacen que el WristOx sea una solución conveniente en numerosas configuraciones.
- Sensores desde pacientes neonatos a pacientes adultos y desde una atención aguda a los entornos de atención domiciliaria.
- Ideal para la prueba de esfuerzo de los 6 minutos andando.
- Características programables de encendido/apagado, de modo y frecuencia de muestreo, además de información completa y diagnósticos estadísticos disponibles cuando se utiliza con el software nVision.
- Baterías: 2 pilas estándar AAA.
- Vida útil de la batería: 48 horas (24 horas con Bluetooth®).
- Diseñado para su uso con el software de gestión de datos nVision.
- Memoria: 1080 horas a una velocidad de muestreo de 4 segundos-compatible con nVision.

N-3150-USB. Con conexión USB

N-3150-SK-USB. Con conexión USB + Kit de accesorios y nVision

N-3150-BLE. Con conexión USB y Bluetooth

N-3150SK-BLE. Wristox 3150 con conexión usb y bluetooth + kit accesorios y software nvision

Pulsioxímetro de muñeca

WRISTOX 2

CARACTERÍSTICAS

Tecnología PureSat®.

Diseño robusto respaldado por 3 años de garantía para el dispositivo y 2 años de garantía para el sensor blando.

Funcionamiento sencillo.

1080 horas de memoria no volátil memoria con descarga USB o transmisión por Bluetooth® de los datos de los datos almacenados.

Tamaño compacto con estuche ergonómico.

Amplia gama de sensores y cables cables disponibles.

Larga duración de las pilas. 2 pilas AAA (24/48 horas de duración con/sin Bluetooth®).

BENEFICIOS

Menos pérdida de datos debido al movimiento: se reducen los estudios repetidos.

Tranquilidad.

A prueba de pacientes y fácil de entrenar. Reduce el número de estudios estudios causados por un equipo.

Reducción del riesgo de pérdida de datos. Transferencia rápida y fácil de datos a un informe fácil de usar que se puede adaptar a las a las necesidades de los médicos.

No molesta al paciente, ya que los cables y las correas no le molestan.

Versatilidad: se puede controlar en diferentes lugares de colocación con una amplia gama de pacientes.

Bajo coste - disponibles comúnmente baterías.



NONIN MODEL 2500/2500A

PALMSAT

CARACTERÍSTICAS

Tecnología PureSat®.

Diseño robusto respaldado por 3 años de garantía.

Funcionamiento con 2 botones.

Versiones con y sin alarma.

72 horas de memoria con descarga cables y software nVision disponibles.

Tamaño compacto con estuche ergonómico.

Amplia gama de sensores.

Tres opciones de alimentación.

BENEFICIOS

Menos falsas alarmas y eventos eventos perdidos. Menos datos perdidos como resultado de artefactos de movimiento.

Tranquilidad

Funcionamiento sencillo e intuitivo. Requiere una formación mínima.

El cliente puede elegir la mejor opción para sus necesidades.

Gran capacidad de memoria. Rápido y fácil transferencia de datos a un informe fácil de usar.

Portabilidad y discreción - utilizable en cualquier situación clínica.

Versatilidad: se puede controlar en diferentes lugares de colocación, desde neonatos hasta adultos.

Flexibilidad y bajo coste de propiedad.



Pulsioxímetro mano NONIN

PALMSAT

- Fácil de usar con sólo dos botones de uso y una interfaz de usuario intuitiva.
- Cuenta con un indicador único de pulso que ofrece una evaluación sencilla con gran calidad en la señal y elimina la necesidad de una pantalla de onda pletismográfica para confirmar la colocación del sensor.
- Tecnología de Nonin Pure SATS pO2 fiable y precisa.
- Monitor portátil compacto, robusto y ligero.
- Para una mayor durabilidad del Nonin 2500, incorpora un tope de goma.
- Batería: 4 pilas alcalinas x1.5vAA (incluidas/ o ver a continuación opción de cargador).
- Duración de la batería en funcionamiento: hasta 80 horas (alcalinas AAx4 o 40 horas de batería recargable NiMH opcional).
- Memoria: 72 horas como estándar - compatible en nVision.
- Gran pantalla LED rojo que se puede leer en todas las condiciones.

N-2500. Pulsioxímetro mano sin alarmas**N-2500A.** Pulsioxímetro mano con alarmas**N-2500C-UNIV.** Base con batería recargable

Pulsioxímetro mano NONIN

HAND HELD

- Pulsioxímetro de mano enormemente fiable y duradero cuando necesite oximetría asequible, precisa y fiable en la mano.
- Cuenta con un indicador único de calidad del pulso que ofrece una rápida evaluación de la calidad de la señal con un simple "Verde OK". Esto reemplaza y elimina la necesidad de una pantalla de onda pletismográfica. Adecuado para controles sobre la marcha o la monitorización continua desde los recién nacidos hasta adultos de gran tamaño.
- Compatible con la gama completa de sensores Nonin de Purelight.
- Robusto y resistente para un gran rendimiento en los entornos más difíciles.
- Brillo de la pantalla ajustable que permite la conservación de la batería.
- Batería: seis pilas alcalinas AA (incluidas). Duración de la batería en funcionamiento: hasta 100 horas (160 horas con bajo brillo de la pantalla).

N-8500. Pulsioxímetro mano HAND HELD sin alarmas

Software

NVISION

- La nueva versión 6.5 del software nVision de Nonin Medical ha sido mejorada. Para ello, el siguiente cuadro describe las mejoras del software y los beneficios para los usuarios y el equipo médico.
- Indicador de calidad de pulso que detecta movimiento o señal de cambios en la calidad de los pacientes.
- Indicador de fallo del sensor que indica cuando el sensor se ha desconectado, desalineada o ha fallado.
- Alarmas ajustables de usuarios con acústica y visual de SpO2 y pulso; alarmas de frecuencia.

N-NVISION. Software gestión datos para screening oximetría CD-ROM



ACTUALIZACIÓN

La oximetría y los informes de resumen se actualizan para tener gráficos y estadísticas idénticos y espacio en blanco añadido.

Se ha añadido el índice de desaturación de oxígeno (ODI)

Se han añadido valores mínimos y máximos de SpO2 tanto a los informes de oximetría como de resumen.

Se ha añadido una alta frecuencia de pulso a la oximetría y los informes de resumen.

Los datos excluidos ahora se ven en rojo en la parte superior del cruce en gráficos.

Opción para elegir un informe predeterminado que siempre aparecerá después de descargar o abrir un estudio en el menú.

El usuario puede cambiar la fecha y la hora de inicio del estudio en la ventana "Editar información del paciente".

Posibilidad de cambiar la ubicación del "Archivo de ubicación del historial del paciente" desde su ubicación predeterminada en la "Ruta de almacenamiento de datos".

Capacidad de seleccionar kPa para datos de capnografía.

La selección "Examinar" en "Ruta de almacenamiento de datos" ha sido reemplazada por el icono estándar de Microsoft Windows.

Los nombres de archivo se crearán a partir de la información del paciente y no cambiarán con ediciones adicionales a los datos. El archivo se puede renombrar en cualquier momento.

MEJORA

Los informes son más fáciles de revisar para el usuario.

Terminología común utilizada por los médicos.

Información clínica mejorada para la toma de decisiones.

Información clínica mejorada para la toma de decisiones.

El médico puede ver los datos excluidos y consultar el cuadro de fibras con más facilidad.

Ahorra tiempo para el usuario.

Supera el problema de la fecha/hora establecida incorrectamente en el pulsioxímetro.

Más fácil de compartir datos del paciente en una unidad de red.

Cumple con las necesidades de los médicos que usan kPa para la unidad de medida EtCO2

Símbolo universal para facilitar su uso.

Más fácil de usar y menos confuso para el usuario; coherente de todos los archivos asociados con el mismo caso. (Xml, pdf, nmi.)

Pulsioxímetro NONIN de mesa

N-7500

- Increíblemente fácil de usar con controles intuitivos y claros en la pantalla.
- Pantalla brillante de LED que ofrece una lectura clara para el usuario.
- Cuenta con un indicador único de calidad del pulso que ofrece una rápida evaluación de la calidad de la señal con un simple "Verde OK". Esto reemplaza y elimina la necesidad de una pantalla de onda pletismográfica.
- Diseño duradero/calidad en la fabricación.
- Monitorización desde neonatos a pacientes adultos en la atención grave y en los entornos de atención domiciliaria.
- Costes mínimos para cualquier oxímetro de mesa de calidad.
- Cuenta con un sistema de gestión de alarmas flexible que incluye el modo de seguridad del paciente y un valor predeterminado definido por el usuario que ofrece ajustes personalizables de pacientes.
- Potencia: batería interna NiMH 7.2v (incluido) o conexión a red duración de la batería en funcionamiento (carga completa)
- 16 horas mínimo de memoria: 70 horas (suponiendo una operación continua) compatible nVision.

N-7500. Pulsioxímetro de mesa NONIN con sensor



Pulsioxímetro NONIN RMI de mesa

**N-7500FO
RESONANCIA
MAGNÉTICA**

- Monitor para uso en áreas de resonancia magnética. Por favor lea el manual del operador para conocer los requisitos y consejos de instalación y de aplicación.
- Unidad de pantalla diseñado para la colocación dentro de la sala de control con cable de fibra óptica que pasa a través del túnel de aislamiento magnético para el área del escáner de resonancia magnética.
- No hay riesgos de quemaduras de RF con los cables de los sensores de resonancia magnética bidireccional de fibra óptica compatibles, no conductores.
- Utiliza la tecnología probada de Nonin Pure Sat Pure Light.
- Frontal intuitivo, controles montados en una unidad robusta duradera.
- Pantalla LED grande que se lee fácilmente desde la distancia.
- Indicador de calidad de pulso que detecta movimiento o señal de cambios en la calidad de los pacientes.
- Indicador de fallo del sensor que indica cuando el sensor se ha desconectado, desalineado o ha fallado.
- Alarmas ajustables de usuarios con acústica y visual de SpO2 y pulso; alarmas de frecuencia.
- Potencia: batería interna NiMH 7.2v conectado a la red eléctrica. Duración de la batería en funcionamiento (carga completa): 12 horas mínimo memoria: 70 horas (suponiendo una operación continua) compatible nVision.

N-7500FO. Pulsioxímetro mesa NONIN resonancia magnética sin sensor



SENSORES
NONIN MEDICAL

Sensor fibra óptica

ADULT-PED.

N-8000FC-20. Sensor fibra óptica adulto/pediátrico 6 metros

N-8000FC-30. Sensor fibra óptica adulto/pediátrico 9 metros



Velcro sensor

FIBRA ÓPTICA

N-8000FW. Velcro sensor fibra óptica, dedo-mano (pack 2 uds)

N-8000TW. Velcro sensor fibra óptica, dedo-pie (pack 2 uds)

Sensor fibra óptica

INFT-PED.

N-8000FI-20. Sensor fibra óptica infantil/pediátrico 6 metros

N-8000FI-30. Sensor fibra óptica infantil/pediátrico 9 metros





Sensor reusable de clip

PURE LIGHT

N-8000AA. Sensor dedo adulto, clip 1 m, (+43 kg)

N-8000AA-2. Sensor dedo adulto, clip 2 m, (+30 kg)

N-8000AA-3. Sensor dedo adulto, clip 3 m, (+30 kg)

N-8000P. Sensor dedo pediátrico, clip 1 m, (10-40 kg)

N-8000AP-3. Sensor dedo pediátrico, clip 3 m, (10-40 kg)

Sensor reusable de oreja

FLEX

N-8000Q2. Sensor flex reusable de oreja (más de 30kg)



Sensor reusable de goma

SOFT PEQUEÑO

N-8000SS. Sensor SOFT pequeño (7,5-12,5 mm) 1 m

N-8000SS-3M. Sensor SOFT pequeño (7,5-12,5 mm) 3 m

Sensor reusable de goma

SOFT MEDIANO

N-8000SM. Sensor SOFT pequeño (10-19 mm) 1 m

N-8000SM-3. Sensor SOFT pequeño (10-19 mm) 3 m



Sensor reusable de goma

SOFT GRANDE

N-8000SL. Sensor SOFT grande (12,5-25,5 mm) 1 m

N-8000SL-3. Sensor SOFT grande (12,5-25,5 mm) 3 m



N-8000JFW FlexiWrap Adult



Sistema Flex Adulto



N-8001JFW FlexiWrap Neonatal



Sistema Flex Neonatal



N-8008JFW FlexiWrap Infantil



Sistema Flex Infantil

Sensores NONIN reutilizables

PURE LIGHT

El Sistema Flex de los sensores de Nonin Medical combina la comodidad y el rendimiento de un sensor desechable con la economía de un sensor reutilizable. La flexión del sensor reutilizable, hecho de una silicona resistente, se asegura con un adhesivo desechable FlexiWrap® a juego.

Este sistema de sensor híbrido es ideal para numerosas aplicaciones, incluyendo estudios de monitoreo y de sueño extendidos. Disponibles en varios tamaños para adaptarse a los recién nacidos hasta adultos; el Sistema Flex es un gran valor para la monitorización del paciente. Cada sensor está empaquetado con 25 tiras FlexiWrap® (paquetes adicionales de 25 pueden adquirirse por separado).

N-8000J. Sensor flex reutilizable, ADULTO, cable 1 m (+20 kg)

N-80001J. Sensor flex reutilizable, NEONATAL, cable 1 m (-2 kg)

N-8000J-3. Sensor flex reutilizable, ADULTO, cable 3 m (+20 kg)

N-8008J. Sensor flex reutilizable, INFANTIL, cable 1 m (2-20 kg)

N-8000JFW. Tiras FLEXIWRAP ADULTO (25 uds)

N-8001JFW. Tiras FLEXIWRAP NEONATAL (25 uds)

N-8008JFW. Tiras FLEXIWRAP INFANTIL (25 uds)

Sensores desechables

DE TELA



Sensor desechable de tela 1 metro (+30 kg)

ADULTO

N-6000CA



Sensor desechable de tela 1 metro (1-20 kg)

INFANTIL

N-6000CI



Sensor desechable de tela 1 metro (-3 kg)

NEONATAL

N-6000CN



Sensor desechable de tela 1 metro (10-50 kg)

PEDIÁTRICO

N-6000CP

Sensores desechables espuma

PURE LIGHT



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (+30 kg) 24 und.

ADULTO

N-7000A



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (10-50 kg) 24 und.

PEDIÁTRICO

N-7000P



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (1-20 kg) 24 und.

INFANTIL

N-7000I



Sensor FLEXI FORM III 1 metro (-3 kg) 24 und.

NEONATAL

N-7000N



Sensores desechables

DE TELA

- Material de tela: transpirable, para comodidad del paciente.
- Material elástico: fácil de colocar y ajustar, mantiene el sensor en su posición adecuada.
- A prueba de rasgaduras: aumenta el número de veces que el sensor puede ser cambiado de posición.
- Disponible en una variedad de tamaños: de adulto a recién nacido.
- Sin látex, DEHP o 8PA.

TELA TRANSPIRABLE PARA MAYOR COMODIDAD

Los sensores de pulsioximetría desechables de la serie de tela 6000 de Nonin están diseñados con un cable, sensor y envoltura de tela adhesiva que ofrece máxima comodidad a los pacientes que requieran una monitorización prolongada de los valores de SpO₂ y frecuencia del pulso, además de la aplicación segura del sensor. El sensor contiene una tela elástica a prueba de rasgaduras que facilita su colocación y ajuste, especialmente en los pacientes que presentan mayor dificultad de ajuste como bebés y recién nacidos. Gracias a la aplicación adecuada del sensor, se garantiza la uniformidad de las lecturas. Los sensores desechables de la serie 6000C con la tecnología comprobada PureLight®, combinados con el procesamiento de señal PureSat® de Nonin, ofrecen resultados constantes de paciente a paciente y de sensor a sensor, incluso en condiciones difíciles tales como presencia de movimiento o baja perfusión.



N-6000CA. Adulto



N-6000CI. Infantil



N-6000CN. Neonatal



N-6000CP. Pediátrico

- Diseño todo incluido con guía ilustrada de cómo aplicar el sensor al dedo, lo cual garantiza al asistente del paciente o al propio paciente una aplicación fácil y precisa.
- Ideal para situaciones con alto riesgo de contaminación cruzada.
- El adhesivo especial permite cambiar la posición del sensor múltiples veces.
- Los LED PureLight® se seleccionan meticulosamente a partir de una longitud de onda específica y de la intensidad de la luz.
- Cumple todos los requisitos reglamentarios y de calidad para la pulsioximetría.



Sensores desechables

ESPUMA PURE LIGHT

- Material de micro-goma espuma y acolchado: para comodidad del paciente.
- Disponible en una variedad de tamaños: de adulto a recién nacido.
- Sin látex, DEHP o 8PA.

MICRO-GOMA ESPUMA ALCOLCHADA

La serie 7000 Flexi-Form III de Nonin está diseñada con un cable, sensor y envoltura de goma espuma adhesiva que ofrece máxima comodidad a los pacientes que requieran una monitorización prolongada de los valores SpO₂ y frecuencia del pulso, además de la aplicación segura del sensor. El material suave y acolchado del sensor de pulsioximetría brinda comodidad al paciente y su forma se adapta al lugar de aplicación. Los sensores desechables de la serie 7000 con la tecnología comprobada PureLight®, combinados con el procesamiento de señal PureSat® de Nonin, proporcionan resultados reproducibles de paciente a paciente y de sensor a sensor, incluso en condiciones difíciles tales como presencia de movimiento o baja perfusión.



N-7000A. Adulto



N-7000I. Infantil



N-7000CN. Neonatal



N-7000P. Pediátrico

- Diseño todo incluido con guía ilustrada de cómo aplicar el sensor al dedo, lo cual garantiza al asistente del paciente o al propio paciente una aplicación fácil y precisa.
- Ideal para situaciones con alto riesgo de contaminación cruzada.
- El adhesivo especial permite cambiar la posición del sensor múltiples veces.
- Los LED PureLight® se seleccionan meticulosamente a partir de una longitud de onda específica y de la intensidad de la luz.
- Cumple todos los requisitos reglamentarios y de calidad para la pulsioximetría.

PULSICOOXÍMETROS



Sistema multiparamétrico portátil inalámbrico **H-500 CO-PILOT**

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier lugar y las mediciones poco confiables dejan a todos expuestos. Debe poder confiar en las herramientas que utiliza para poder concentrarse en las vidas que dependen de usted. Presentamos el sistema multiparamétrico portátil inalámbrico CO-Pilot™ de Nonin para medir de manera confiable COHb, MetHb, SpO₂, frecuencia cardíaca y rSO₂ incluso en las condiciones más difíciles. Así que puede confiar en lo que tiene en sus manos.

- Lecturas precisas de COHb y SpO₂ en presencia de hipoxia e intoxicación por CO.
- Cumple o supera las normas ISO EMS para dispositivos médicos.
- Acepta sensores Nonin SpO₂, rSO₂ y de múltiples parámetros SenSmart.
- El sensor probado y duradero puede medir SpO₂, frecuencia cardíaca, COHb y MetHb simultáneamente.
- Transmite de forma inalámbrica las lecturas del paciente desde el sensor a la pantalla a una distancia de hasta 30 pies (10 m).
- La pantalla muestra múltiples parámetros junto con una forma de onda pletismográfica.
- Sistema portátil con pantalla y procesador de señal pre-emparejados.
- El sistema también puede monitorear el rSO₂ durante la reanimación, ECMO o transportes anestesiados.
- La carga completa de la batería proporciona hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento.

N-COPILOT. MULTIPARAMÉTRICO PULSI COOXIMETRO NONIN CO-PILOT - cooximetría, SpO₂ (pulsioximetría), Pulso periférico, COHb (Carboxihemoglobina), MetHb (Metahemoglobina) y Rso2 (Oximetría cerebral)



Pulsicooxímetro MASIMO **RAD-57**

Incluye oximetría de pulso con medición en condiciones de movimiento y baja perfusión Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ con tecnología rainbow SET™ actualizable.

- Monitorización continua en un dispositivo portátil y manual.
- Rápido y fácil de usar.
- Resistente y ligero: ideal para uso tanto móvil como hospitalario.
- Indicador de señal I.Q.® (SIQ) baja que identifica condiciones de confianza baja de medición.
- Hasta 72 horas de memoria de análisis de tendencias.
- Los cables de paciente rainbow® de EMS de Masimo, diseñados para soportar los casos de uso complicados que suelen darse cuando actúan los Servicios médicos de emergencia (EMS), presentan las siguientes características:
 - Mayor diámetro del cable (5,9 mm) en comparación con los cables rainbow® estándar (4,2 mm).
 - Mayor resistencia a los agentes de limpieza habituales gracias al nuevo material de recubrimiento.
 - Mayor elasticidad mediante el uso de Kevlar integrado.
 - Mayor resistencia a las roturas por retorcimiento.

MA-9216. MULTIPARAMÉTRICO PULSI COOXIMETRO RAD57 MASIMO Saturación de oxígeno SPO2, Frecuencia de Pulso, Índice de Perfusión (PI), Actualizado con el parámetro Carboxihemoglobina (SPO2) y Metahemoglobina

PULSIOXÍMETROS DE DEDO

Pulsioxímetro dedo adulto

A310 AEROCARE

Consumo: Menor de 30mA / Pantalla ritmo cardíaco: 30-250 lpm. /
Saturación de hemoglobina 35-100% / Funcionamiento en bajas
condiciones de perfusión: $\leq 0.3\%$.

TA-9201310



Pulsioxímetro dedo infantil y pediátrico

CREATIVE PC-60E

La forma de onda pletismográfica indica colocación óptima de los dedos
/ Innovador OLED de cuatro direcciones monitor / Mide con precisión SpO2,
frecuencia de pulso, PR, PI y barra de pulso / Funciones de alerta de audio
y visuales preestablecidas para SpO2 y frecuencia del pulso.

PC-60E

KITPC60E-P

KITPC60E-SP

KITPC60E-V

Pulsioxímetro dedo pediátrico

CREATIVE 60D2

Ligero, pequeño tamaño y fácil de transportar / Mediciones precisas SPO2 y
ritmo cardíaco / Display de verdadero color OLED presenta SpO2, PR,
pletismograma y barra de pulso / Display innovador, 4 direcciones de
presentación / Puesta en marcha automática de medición después de
introducir el dedo en las almohadillas / Más de 30 horas de trabajo
continuo con 2 pilas alcalinas AAA / Función de alarma audible y visible.

AB-7800006



Pulsioxímetro dedo adulto

CREATIVE 60B1

PC-60B1 es el dispositivo idóneo para la monitorización de la Saturación de
Oxígeno en Sangre y la Frecuencia de Pulso con gran precisión y reducido
tamaño. Indispensable en hospitales, ambulatorios, centros médicos,
deportivos, consultorios y el propio hogar.

AB-7800003