



Equipo analógico solo **TENS TN20**

Alimentación: 2 baterías alcalinas de 1,5V / Intensidad: ajustable de 0-150 mA con carga de 500 ? / Ancho de pulso: ajustable de 50 μ s a 250 μ s / 2 Formas de Onda: Simétrica bifásica rectangular y Monofásica rectangular / Programador de tiempo: Continuo, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos / Sistema de bloqueo / Apagado automático / 1x Electro estimulador / 2x Juegos de cables / 4x Electrodo de 40 x 40mm / 2x Baterías de 1,5v / 1x Manual de instrucciones / 1x Estuche

TENS20

Equipo digital analgésico **TENS UD**

Alimentación 2 batería alcalinas de 1,5V / Corriente ajustable / Frecuencia ajustable / Formas de onda: rectangular bifásico simétrico y rectangular monofásico / Programador de tiempo / Sistema de bloqueo / Sistema de acumulación de tiempo de tratamiento / Apagado automático

TENSUD



Equipo analógico **TENS+EMS TN23**

Pantalla retroiluminada / Clavija de conexión en forma de "L" / Potenciómetros protegidos con tapa / Teclado cómodo y fácil / 12 programas predefinidos / 8 programas manuales / 31 trenes de impulso secuenciales / Dos canales independientes con corriente variable hasta 130 mA / Frecuencia ajustable de 1 a 150 Hz y anchura de onda de 50 μ s a 400 μ s / 3 formas de onda: simétrica bifásica, asimétrica bifásica y monofásica / Programador y contador de tiempo acumulado

TENSTN23

Equipo digital TENS +EMS **TENS FORCE**

El sistema EMS del TENS FORCE está indicado para: / Relajación del espasmo muscular / Aumento de la circulación sanguínea local y reeducación muscular / Prevención o retraso de la atrofia por desuso / Prevención de la trombosis venosa de los músculos de la pantorrilla inmediatamente después de la cirugía / Mantener o aumentar el rango de movimiento / 1x Dispositivo Tens Force DMS32 / 2x Cables de Conexión / 4x Electrodo Autoadhesivos 50x50mm / 1x Adaptador de Carga / 1x Manual de Usuario

TENSFORCE

