

NIO-A – Especificaciones de producto.

1. Componentes:

1.1 Aguja 15G:

- **Cánula 15G:**
 - Hub-Luer lock: 360 latón niquelado
 - Cánula: AISI 316

- **Trócar 15G:**
 - Cabeza: Latón niquelado
 - Aguja de trócar: AISI 302, AISI 304

- **Calibre: 15G**

- **Longitud: 42.0 mm**

1.2 Hammer: AISI 303

1.3 Spring: Music wire with Zinc plating and passivation

1.4 Resorte retornable: AISI 302

1.5 Bola de metal 5mm: AISI 304

1.6 Carcasa de plástico (es decir, cuerpo, gatillo, cierre de seguridad, tronco, pinza, soporte de ajuste, cabeza giratoria y porta agujas): Polycarbonate, Makrolon 2530 (Bayer)

1.7 Envase del blíster: A-PET

1.8 Blister Eyes: Polycarbonato, Makrolon 2530 (Bayer)

1.9 Etiqueta: Tyvek



2 Embalaje

- Dimensiones: 28×18×10 cm.
- Cantidad: 12 unidades por caja.
- Peso: 1.8 kg.

3 Método de esterilización

- Irradiación Gamma.

4 Vida útil

- 5 años desde la esterilización.

5 Almacenamiento

- La NIO se puede exponer con seguridad a: -40°C a +55°C.

6 Otros

- Un solo uso
- Las profundidades recomendadas de penetración de la aguja en adulto (mayores de 12 años) es de acuerdo a lo siguiente:
 - Tibia Proximal: 2.5 cm.
 - Cabeza humeral: 2.5 cm.

The PerSys Medical Group

