

PÉLVICO T-PODR

La faja pélvica T-PODR de Pyng Medical es un dispositivo efectivo para tratar el trauma pélvico, el dolor y la pérdida de sangre, disminuyendo la morbimortalidad de estas lesiones. Con su mecanismo patentado de ajuste circunferencial la T-PODR es el único dispositivo de fijación externa que ha demostrado en estudios clínicos independientes ser un equivalente a los procedimientos quirúrgicos a la hora de lograr estabilizar la pelvis.

CARACTERÍSTICAS

- 100% nylon cepillado en tela.
- **Dimensiones de T-PODR:** 144,5 cm de largo x 21 cm de ancho x 7mm de profundidad.
- **Peso:** 123 gr.
- **Color:** naranja.
- **Embalaje exterior:** 100% polietileno.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Eficiencia:** el sistema de poleas hace que sea sencilla su oclusión circunferencial con una mano y sin esfuerzo a la vez de asegurar una compresión simultánea y circunferencial perfecta en la región pélvica.
- **Rápido:** sus sistemas de poleas y su tira, permite estabilizar la pelvis en segundos.
- **Compatible:** 100% radiolúcida y compatible con rayos X, Resonancia Magnética y tomografía computarizada.
- **Segura:** el espacio de 15 cm que deja el sistema de poleas asegura una correcta tensión y previene de cualquier sobre-presión en la persona politraumatizada.
- **Efectiva:** la T-PODR ha sido probada para conseguir la fijación definitiva en la reducción de la diástasis del pubis.
- **Ajustable:** talla única que se ajusta a la mayoría de las anatomías con posibilidad de utilizar dos para pacientes con obesidad mórbida. A su vez, la compresión realizada se puede ajustar en cada momento, en cada paciente.
- **Dureza:** realizado en un material nuevo más resistente para entornos hostiles dónde la resistencia de los materiales es necesaria.
- **Compacta:** empaquetado compacto que permite su fácil almacenamiento y su rápida apertura.
- **Sin látex:** correa de tela no metálica.
- **Cierre circunferencial:** comprime uniformemente alrededor de la pelvis, con una presión simétrica y equilibrada gracias a la anchura del sistema de poleas.
- **Cierre simétrico:** efectivo en la reducción y control de fracturas de la pelvis, las hemorragias y el dolor, transfusiones, morbilidad y además reduce también la estancia media de hospitalización.
- **Historial:** posee un espacio para escribir el historial del herido con el fin de poder documentar fecha y hora de su colocación y utilización.
- **Reutilizable:** siempre que los protocolos locales garanticen una no transfusión de patologías.
- **Pediátrica:** autorizada clínicamente para su uso pediátrico desde 23 kg aproximadamente.
- **Sobrepresión:** sencillo sistema para evitar sobrepresión gracias a su sistema de poleas.



T-POD

Inmovilizador pélvico T-PODR