

## DE CAPNOGRAFÍA CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>



Las mascarillas OxyMask™ y OxyKid™ ETCO<sub>2</sub> son unas mascarillas abiertas que reducen el peligro. Las nuevas mascarillas de capnografía oxymask CO<sub>2</sub>+O<sub>2</sub> OxyMask™ y OxyKid™ ETCO<sub>2</sub> suministran entre el 24% y el 65% de oxígeno en las tasas de flujo de 1Lpm a 15Lpm.

Están equipadas con una línea de capnografía para la toma de CO<sub>2</sub>, con un conector luer macho. Reducen los riesgos de aspiración y reducen los puntos de presión/irritación de la piel. En primer lugar el diseño abierto ayuda a que los pacientes se sientan más cómodo.

Aumenta el cumplimiento del paciente con el producto. OxyMask™ y OxyKid™ ETCO<sub>2</sub> permiten un fácil acceso para otras terapias. Cuidado oral y la comunicación al tiempo que proporciona la entrega continua de oxígeno médico prescrito.

### CARACTERÍSTICAS

- Flujo de oxígeno de 1 a 15+ litros por minuto.
- Suministra de 24% a 65% de oxígeno con monitorización End Tidal CO<sub>2</sub>
- **Disponible en 3 tamaños:**
  - Estándar.
  - Plus (25% mascarilla extra grande)
  - Niños (3 – 10 años, 33 – 70 lps)
- No contiene latex natural o ftalatos tales como DEHP.
- 25 mascarillas / bulto.

S-OK-2125-8SLM

Mascarilla de capnografía CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>