



Adaptador nasal cónico fabricado en material suave que se adapta a la fosa nasal del paciente.



Jeringa graduada con marcas cada 0,1 ml, permite cuantificar los medicamentos a administrar.



Al aplicar alta presión al pistón de la jeringa, los dispositivos atomizan los medicamentos en una fina niebla de partículas de entre 30 y 100 micrones de tamaño.

Atomizadores nasales con/sin jeringa

ATOREX

La Jeringa para atomización nasal, permite la administración segura, sencilla y rápida de medicamentos a la mucosa nasal. Una fina niebla de partículas atomizadas se absorbe rápidamente a través de las membranas mucosas y llega al torrente sanguíneo. Reduce la necesidad de acceso intravenoso que a menudo puede ser doloroso y molesto para el paciente.

- Adaptador nasal de forma cónica: fabricado en material suave que se adapta al orificio nasal.
- Conexión hembra Luer Lock: asegura una conexión segura y fiable con la jeringa.
- Jeringa graduada en 0.1 ml: permite una dosificación precisa de la medicación.
- Variedad de modelos: AN02NS con jeringa de 3 ml, AT02-1INS con jeringa de 3 ml y atomizador nasal/orofaríngeo con extensión de 11cm, y AT02-2INS con jeringa de 3 ml y atomizador nasal/orofaríngeo con extensión de 21cm.

La fina atomización que proporcionan los atomizadores nasales, permite que la medicación sea absorbida rápidamente por la mucosa nasal hasta el torrente sanguíneo. Esta rápida absorción puede ser crucial en situaciones donde se requiere una administración rápida de medicamentos. Los atomizadores nasales son una opción confiable y eficiente para la administración de medicación nasal. Su facilidad de uso, junto con su capacidad para proporcionar una administración de medicación rápida y efectiva, los convierten en una excelente elección para profesionales de la salud en diversas situaciones clínicas.

AN01NS. Atomizador conexión Luer Lock sin jeringa

AN02NS. Atomizador nasal con jeringa 3ml