




Sistema Hemostático

ITCLAMP

El iTClamp controla las lesiones abiertas hemorrágicas en extremidades, axila, ingle, cuello y cuero cabelludo, mediante un sellado de la piel, creando un espacio cerrado bajo presión que cohibe la hemorragia.

Convierte una herida abierta sangrante (extremidades, axila, ingle, cuello y cuero cabelludo) en una herida contusa con un coágulo/hematoma limitado por las propias estructuras anatómicas (piel, fascia, músculo y hueso) adyacentes al vaso sangrante.

La hemorragia exanguinante es la primera causa de muerte evitable en el paciente traumático. El Sistema hemostático iTClamp50 ha demostrado que aumenta la supervivencia del herido tanto civil como militar.

- **Medidas:** 4.7 x 5 x 3.78 cm.
- **Peso:** 31.47 gr.
- **Material:** Policarbonato de grado médico y acero inoxidable.

ITCLAMP. Sistema hemostático ITCLAMP