

Inmovilizador pélvico

TPOD

- 100% nylon cepillado en tela.
- Dimensiones de T-PODR: 144,5 cm de largo x 21 cm de ancho x 7mm de profundidad.
- Peso: 123 gr.
- Color: naranja.
- Embalaje exterior: 100% polietileno.
- **Eficiencia:** el sistema de poleas hace que sea sencilla su oclusión circunferencial con una mano y sin esfuerzo a la vez de asegurar una compresión simultánea y circunferencial perfecta en la región pélvica.
- **Rápido:** sus sistemas de poleas y su tira, permite estabilizar la pelvis en segundos.
- **Compatible:** 100% radiolúcida y compatible con rayos X, Resonancia Magnética y tomografía computarizada.
- **Segura:** el espacio de 15 cm que deja el sistema de poleas asegura una correcta tensión y previene de cualquier sobre-presión en la persona politraumatizada.

TPOD-R. Inmovilizador pélvico TPOD naranja**TPOD-C.** Inmovilizador pélvico TPOD negro

Cinturón para estabilización

SAM PELVIC

- Demostrado científica y clínicamente que proporciona la fuerza idónea y efectiva para estabilizar las fracturas pélvicas.
- Radiotransparente (permite la realización de técnicas radiográficas sin la necesidad de retirarlo).
- La hebilla facilita la aplicación de una fuerza idónea, evitando la sobre-presión.
- Reutilizable.
- Fabricado en tejido no deformable, puede lavarse con detergentes estándar o con soluciones antimicrobianas.
- Sujeción rápida y sencilla.
- Su sistema de "Autostop" patentado, controla la fuerza idónea en todo momento eliminando así la duda de cuanto se debe de apretar el cinturón pélvico. Este sistema está diseñado de tal forma que la hebilla se bloquea cuando se alcanza la fuerza de compresión idónea. El mecanismo de la hebilla impide apretar más cinturón.

PS301-OB-EN. Cinturón para estabilización de pelvis SAM PELVIC SLING II Estándar