




INVESTIGACIÓN FUNC. ENDOTELIAL



Monitor de función endotelial

ENDOPAT X

¿Y si pudiera identificar a los pacientes de alto riesgo en la fase más temprana de su enfermedad cardiovascular?

El EndoPAT®X -la última generación de EndoPAT®- es una prueba con marcado CE para la evaluación no invasiva de la disfunción endotelial (salud arterial); clínicamente probada por los principales cardiólogos a través de prestigiosos estudios revisados por pares como una valiosa herramienta en la estratificación del riesgo cardiovascular más allá de las pruebas comúnmente utilizadas.

- Un dispositivo con la marca CE para la ayuda al diagnóstico de la disfunción endotelial, preciso y reproducible.
- Ayuda al diagnóstico no invasivo y medición del daño endotelial precoz Prueba EndoPatThe® en la consulta.
- Fácil de usar. Totalmente automatizado, independiente del operador y del intérprete. Resultados en 16 minutos.
- Diseño moderno.
- Ordenador suministrado con software integrado para facilitar la gestión de los estudios.
- Interfaz de fácil manejo para un uso intuitivo y cómodo.
- Funciones incorporadas / temporizador para facilitar la realización de pruebas y el control.
- Posibilidad de importar y analizar las pruebas realizadas con EndoPAT 2000.
- Las mismas características y el mismo proceso que con EndoPAT 2000.
- Los mismos informes y datos que con EndoPAT 2000.

IT-FG1600050. Monitor endotelial EndoPATx

IT-AC16000. Pack 12 sebores neumáticos