

Mango laringoscopio
para resonancia magnética

RMI PROACT



- Se suministra con 2 baterías reutilizables de 3,7 V, cada una de las cuales proporciona 100 minutos de iluminación.
- Compatible con ISO 7376:2009, para usar únicamente con cuchillas PROACT MRHPC.
- La extracción e inserción de baterías sin contacto reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Construcción de mango completamente de metal, no magnético.

PA-MRGSHB01. Mango laringoscopio adulto RMI resonancia magnética Proact

Pala laringoscopio para resonancia magnética

RMI PROACT

PA-MRHPCMAC1. Talla 1 **PA-MRHPCMAC2.** Talla 2 **PA-MRHPCMAC3.** Talla 3

PA-MRHPCMAC3. Talla 4 **PA-MRHPCMILO0.** Talla 00 **PA-MRHPCMILO.** Talla 0

PA-MRHPCMIL1. Talla 1 **PA-MRHPCMIL2.** Talla 2 **PA-MRHPCMIL3.** Talla 3



Batería para

MANGO RMI

PA-MRBATT01. Batería para mango RMI

Pala plástico desechable

HPC

PA-HPCMAC1. Talla 1 **PA-HPCMAC2.** Talla 2 **PA-HPCMAC3.** Talla 3

PA-HPCMAC4. Talla 4 **PA-HPCMILO0.** Talla MIL 00 **PA-HPCMILO.** Talla MIL 0

PA-HPCMIL1. Talla MIL 1 **PA-HPCMIL2.** Talla MIL 2

