



Sensores desechables

DE TELA

- Material de tela: transpirable, para comodidad del paciente.
- Material elástico: fácil de colocar y ajustar, mantiene el sensor en su posición adecuada.
- A prueba de rasgaduras: aumenta el número de veces que el sensor puede ser cambiado de posición.
- Disponible en una variedad de tamaños: de adulto a recién nacido.
- Sin látex, DEHP o 8PA.

TELA TRANSPIRABLE PARA MAYOR COMODIDAD

Los sensores de pulsioximetría desechables de la serie de tela 6000 de Nonin están diseñados con un cable, sensor y envoltura de tela adhesiva que ofrece máxima comodidad a los pacientes que requieran una monitorización prolongada de los valores de SpO₂ y frecuencia del pulso, además de la aplicación segura del sensor. El sensor contiene una tela elástica a prueba de rasgaduras que facilita su colocación y ajuste, especialmente en los pacientes que presentan mayor dificultad de ajuste como bebés y recién nacidos. Gracias a la aplicación adecuada del sensor, se garantiza la uniformidad de las lecturas. Los sensores desechables de la serie 6000C con la tecnología comprobada PureLight®, combinados con el procesamiento de señal PureSat® de Nonin, ofrecen resultados constantes de paciente a paciente y de sensor a sensor, incluso en condiciones difíciles tales como presencia de movimiento o baja perfusión.



N-6000CA. Adulto



N-6000CI. Infantil



N-6000CN. Neonatal



N-6000CP. Pediátrico

- Diseño todo incluido con guía ilustrada de cómo aplicar el sensor al dedo, lo cual garantiza al asistente del paciente o al propio paciente una aplicación fácil y precisa.
- Ideal para situaciones con alto riesgo de contaminación cruzada.
- El adhesivo especial permite cambiar la posición del sensor múltiples veces.
- Los LED PureLight® se seleccionan meticulosamente a partir de una longitud de onda específica y de la intensidad de la luz.
- Cumple todos los requisitos reglamentarios y de calidad para la pulsioximetría.